

¿Cómo registrar mi inventario inicial?

IMPORTANTE: Antes de realizar el inventario inicial se deberán registrar los distintos tipos de reactivos que se utilizarán.

En caso de no haber registrado los reactivos previamente, consulte el documento “¿Cómo agregar un reactivo/insumo al catálogo?”

Reactivo

Reporte

Agregar

Mostrar

10

entradas

Buscar:

Clave	Nombre	Presentación	Unidad Mínima	Unidad Máxima	Factor de conversión	Acciones
CURE	Curita redonda	Caja	Pieza	Caja	50	<div></div> <div></div> <div></div>
GLU	Glucosa	Bote	ml	Botella	700	<div></div> <div></div> <div></div>
JER	Jeringa	Otros	Pieza	Tira	10	<div></div> <div></div> <div></div>


Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Anterior

1

Siguiente

1. En la barra lateral, haga clic en el menú “Inventario” y luego en la opción “Inventario físico”.



2. Seleccione el reactivo a registrar.

3. Registre la cantidad del reactivo

Formato de cantidades

El sistema le permite elegir entre dos sistemas para registrar la cantidad del reactivo.

a. Por factor.

Este dividirá de manera automática las unidades mínimas y máximas.

Por ejemplo, en el reactivo de Glucosa al tener 700ml o más cambiará la cantidad a 0 y aumentará en uno la cantidad de las botellas, esta división se realizará en base al factor registrado en el reactivo.

b. Por total.

En este formato simplemente se colocará la suma total de la unidad mínima del reactivo.

ml(s) totales

2450



Nota: Puede cambiar libremente entre formatos, al cambiar a otro formato las cantidades se dividirán y sumarán automáticamente.

4. Posteriormente presione el botón de Confirmar.

Agregar

Clave

Reactivo

Factor

GLU

Glucosa

700

Botella(s)

ml(s)

3

350

Confirmar

Cancelar

5. Repita desde el paso 2 para registrar otro reactivo.

6. Una vez que ya tenga listo su inventario se realizarán todas las acciones en el apartado de "Procedimiento".

Inventario físico

Reactivo

Selecciona un reactivo

Mostrar

10

entradas

Buscar:

Clave	Nombre	Existencias Totales	Existencias	Factor	
CURE	Curita redonda	395 Pieza(s)	7 Caja(s) y 45 Pieza(s)	50	
GLU	Glucosa	2450 ml(s)	3 Botella(s) y 350 ml(s)	700	
JER	Jeringa	35 Pieza(s)	3 Tira(s) y 5 Pieza(s)	10	

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Anterior

1

Siguiente

Procedimiento

Inicializar captura


Inventario Capturado

Actualizar inventario

Reporte comparativo

Ajustar inventario

Procedimiento



7. Inventario capturado.

Este botón generará un documento pdf que enlistará todos los reactivos registrados en el inventario físico. Este documento será útil para verificar el inventario físico nuevamente para comprobar que la captura haya sido correcta.



InadwareSoft

Ingeniería y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS


Sucursal: Suc. Matriz RfC:
Tel: 9999418889 / Cel: 9994519997

INVENTARIO CAPTURADO

Fecha: 07/01/2025 Hora: 10:38:39

CLAVE	NOMBRE	INVENTARIO	FACTOR	TOTAL
GLU	Glucosa	7 Botella(s) y 0 ml(s)	700	4900 ml(s)
JER	Jeringa	5 Tira(s) y 9 Pieza(s)	10	59 Pieza(s)
CURE	Curita redonda	3 Caja(s) y 40 Pieza(s)	50	190 Pieza(s)

Procedimiento



8. Actualizar inventario.


Este botón actualizará el registro de inventario en las existencias de los reactivos. Estos datos podrán ser comprobados en el siguiente paso.

Procedimiento



9. Reporte comparativo.

Este botón comparará los cambios en los reactivos, en el caso de la carga inicial el sistema deberá mostrar una cantidad de 0 en todos los reactivos y un aumento en cada uno.



InadwareSoft
Ingeniería y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÁNICOS

Sucursal: Suc. Matriz Rf:
Tel: 9999418889 / Cel: 9994519997

REPORTE COMPARATIVO DE EXISTENCIAS REGISTRADAS

Fecha: 07/01/2025 Hora: 10:39:07


Clave	Nombre (Unidad)		Cantidad final						
			Entradas			Salidas		Totales	
	Inicial	Entradas	Total	Salidas	Consumido	Total	Sistema	Físico	Diferencia
GLU	Glucosa (ml)						Diferencia: 7 Botella(s) y 0 ml(s)		
	0	0	0	0	0	0	0	4900	+4900
JER	Jeringa (Pieza)						Diferencia: 5 Tira(s) y 9 Pieza(s)		
	0	0	0	0	0	0	0	59	+59
CURE	Curita redonda (Pieza)						Diferencia: 3 Caja(s) y 40 Pieza(s)		
	0	0	0	0	0	0	0	190	+190

Procedimiento



10. Ajustar inventario.

Esta opción eliminará todos los movimientos de Kardex y creará un nuevo movimiento por reactivo bajo la procedencia de “Ajuste de inventario”.



InadwareSoft
Ingeniería y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÁNICOS

Sucursal: Suc. Matriz Rf:
Tel: 9999418889 / Cel. 9994519997

KARDEX POR REACTIVO

DEL 07/01/2025 AL 07/01/2025

Inventario inicial

Existencia

0 Botella(s)0 ml(s)7 Botella(s)0 ml(s)

Reactivo	Nombre	Unidad mínima	Unidad máxima	Factor
GLU	Glucosa	ml	Botella	700

FECHA	PROCEDENCIA	ENTRADAS	SALIDAS	NOTA
07/01/2025	Ajuste de inventario	4900 ml(s)		Ajuste de inventario inicial Inventario inicial: 7 Botella(s) y 0 ml(s)

Total entradas:

7 Botella(s)0 ml(s)

Total salidas:

0 Botella(s)0 ml(s)

Saldo Final:

7 Botella(s)0 ml(s)