


## ¿Cómo registrar una nueva captura de inventario?

1. En la barra lateral, haga clic en el menú “Inventario” y luego en la opción “Inventario físico”.



2. **Presione el botón de Inicializar.**

Esto borrará los datos de la última captura, pero las existencias y los movimientos quedarán intactos.

Inventario físico Último ajuste: 06/01/2025

**Reactivo**

Mostrar  entradas Buscar:

Clave	Nombre	Existencias Totales	Existencias	Factor
CURE	Curita redonda	395 Pieza(s)	7 Caja(s) y 45 Pieza(s)	50
GLU	Glucosa	2450 ml(s)	3 Botella(s) y 350 ml(s)	700
JER	Jeringa	35 Pieza(s)	3 Tira(s) y 5 Pieza(s)	10

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas Anterior **1** Siguiente

**Inicializar captura**

Procedimiento

- Inventario Capturado**
- Actualizar inventario**
- Reporte comparativo**
- Ajustar inventario**

### 3. Seleccione el reactivo a registrar.

The screenshot shows the 'Inventario físico' form. The 'Reactivo' dropdown menu is open, showing options: 'GLU-Glucosa', 'JER-Jeringa', and 'CURE-Curita redonda'. 'GLU-Glucosa' is selected. Below the dropdown, there is a search bar labeled 'Buscar:' and a table header for 'Existencias'. At the bottom, there is a 'Procedimiento' section with four buttons: 'Inventario Capturado', 'Actualizar inventario', 'Reporte comparativo', and 'Ajustar inventario'.

### 4. Registre la cantidad del reactivo.

Ingresa la nueva cantidad contada y posteriormente presione Confirmar.

The screenshot shows the 'Agregar' form. It has three main input fields: 'Clave' (GLU), 'Reactivo' (Glucosa), and 'Factor' (700). Below these, there are two input fields for 'Botella(s)' (2) and 'ml(s)' (0), with a refresh button. At the bottom right, there are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.


### 5. Repita desde el paso 2 para registrar otro reactivo.

### 6. Una vez que ya tenga listo su inventario se realizarán todas las acciones en el apartado de "Procedimiento".

The screenshot shows the 'Inventario físico' form with the 'Existencias' table populated. The table has columns: 'Clave', 'Nombre', 'Existencias Totales', 'Existencias', 'Factor', and 'Acciones'. There are 3 entries: 'CURE-Curita redonda', 'GLU-Glucosa', and 'JER-Jeringa'. At the bottom, there is a 'Procedimiento' section with four buttons: 'Inventario Capturado', 'Actualizar inventario', 'Reporte comparativo', and 'Ajustar inventario'.

Clave	Nombre	Existencias Totales	Existencias	Factor	Acciones
CURE	Curita redonda	150 Pieza(s)	3 Caja(s) y 0 Pieza(s)	50	
GLU	Glucosa	1400 ml(s)	2 Botella(s) y 0 ml(s)	700	
JER	Jeringa	20 Pieza(s)	2 Tira(s) y 0 Pieza(s)	10	

## Procedimiento



### 7. Inventario capturado.

Este botón generará un documento pdf que enlistará todos los reactivos registrados en el inventario físico. Este documento será útil para verificar el inventario físico nuevamente para comprobar que la captura haya sido correcta.



InadwareSoft

Ingengeria y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÁNICOS


Sucursal: Suc. Matriz Rtc:  
Tel: 9999418889 / Cel. 9994519997

INVENTARIO CAPTURADO

Fecha: 07/01/2025      Hora: 10:36:15

CLAVE	NOMBRE	INVENTARIO	FACTOR	TOTAL
GLU	Glucosa	11 Botella(s) y 500 ml(s)	700	8200 ml(s)
JER	Jeringa	1 Tira(s) y 6 Pieza(s)	10	16 Pieza(s)
CURE	Curita redonda	2 Caja(s) y 46 Pieza(s)	50	146 Pieza(s)

## Procedimiento



### 8. Actualizar inventario.

Este botón actualizará el registro de inventario en las existencias de los reactivos. Estos datos podrán ser comprobados en el siguiente paso.


## Procedimiento



### 9. Reporte comparativo.

Este botón comparará los cambios en los reactivos.

Aquí podrá ver todas las entradas y salidas que se hayan registrado. La columna de sistema hará el cálculo de todos los movimientos de entrada y salida y mostrará la cantidad que se espera que haya en físico, la columna de físico mostrará el registro que se encontró en el inventario, en caso de que estas cantidades no coincidan se mostrará que hay una diferencia, de esta manera podrá detectar reactivos faltantes o sobrantes en el inventario.



InadwareSoft

Ingeniería y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS


Sucursal: Suc. Matriz Rf:  
Tel: 9999418889 / Cel. 9994519997

REPORTE COMPARATIVO DE EXISTENCIAS REGISTRADAS

Fecha: 07/01/2025    Hora: 10:33:25

Clave	Nombre (Unidad)		Cantidad final						
			Entradas			Salidas			Totales
	Inicial	Entradas	Total	Salidas	Consumido	Total	Sistema	Físico	Diferencia
GLU	Glucosa (ml)		Diferencia: 0 Botella(s) y 0 ml(s)						
	1400	7700	9100	700	200	900	8200	8200	0
JER	Jeringa (Pieza)		Diferencia: 0 Tira(s) y 0 Pieza(s)						
	20	0	20	0	4	4	16	16	0
CURE	Curita redonda (Pieza)		Diferencia: 0 Caja(s) y 0 Pieza(s)						
	150	0	150	0	4	4	146	146	0

## Procedimiento



### 10. Ajustar inventario.

Esta opción eliminará todos los movimientos de Kardex y creará un nuevo movimiento por reactivo bajo la procedencia de "Ajuste de inventario".



## LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Sucursal: Suc. Matriz RLC  
Tel: Tel:9999418889/Cel:9994519997

### KARDEX POR REACTIVO

DEL 07/01/2025 AL 07/01/2025

### Inventario inicial

0 Botella(s)

0 ml(s)

### Existencia

11 Botella(s)

500 ml(s)

Reactivo	Nombre	Unidad mínima	Unidad máxima	Factor
GLU	Glucosa	ml	Botella	700

FECHA	PROCEDENCIA	ENTRADAS	SALIDAS	NOTA
07/01/2025	Ajuste de inventario	8200 ml(s)		Ajuste de inventario inicial Inventario inicial: 11 Botella(s) y 500 ml(s)

**Total entradas:** 11 Botella(s) 500 ml(s) **Total salidas:** 0 Botella(s) 0 ml(s)

**Saldo Final:** 11 Botella(s)  
500 ml(s)